


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número do item: CM0009188



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD235a/Glicoforina A humana, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de membrana de eritrócitos, pesquisa do grupo sanguíneo MN e análise de receptores em doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD235a/Glicoforina A
Observações/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2993
GeneID	2993
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-91 da CD235a humana (NP_002090.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso da Proteína	13kDa/16kDa
Transporte	Bolsa de gelo