

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd24 Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P25063

Número do item: CM0004190

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD24 humano, adequado para citometria de fluxo. O CD24 é uma glicoproteína âncora-GPI envolvida na diferenciação celular e modulação imunológica. Reatividade cruzada validada com humano; ideal para estudos de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-CD24 Humano Conjugado a PE
Observações/Apêndice	CD24A; CD24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25063
Peso Molecular da Proteína	8kDa; 13kDa
Transporte	Em saco de gelo