

Pe Coelho Anti-Humano Cd244/2B4 Anticorpo Monoclonal Para Fc - Q9Bzw8

Número do item: CM0008626

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD244/2B4 (SLAMF4) humano para aplicações de citometria de fluxo. Reconhece o CD244 humano, um receptor chave de células NK, adequado para perfilagem de células imunes e estudos de ativação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD244/2B4 mAb
Observações/Apelido	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; molécula CD244
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51744
GeneID	51744
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-221 do CD244/2B4 humano (NP_001160135.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZW8
Peso da Proteína	30kDa/36kDa/41kDa
Envio	Saco de gelo