


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd262/Dr5/Trailr2 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - 014763

Número do item: CM0010188



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD262/DR5/TRAILR2 humano, otimizado para citometria de fluxo. Detecta o receptor de TRAIL em amostras humanas. Ideal para aplicações em pesquisas sobre apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD262/DR5/TRAILR2 humano conjugado com PE
Observações/Alias	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8795
GeneID	8795
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-182 do CD262/DR5/TRAILR2 humano (NP_003833.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	014763
Peso da proteína	48 kDa
Transporte	Gelo reutilizável