

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd263/Trail-R3 Conjugado Com Pe Para Fc - O14798

Número do item: CM0004557

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD263/TRAIL-R3 humano (receptor enganador 1). Projetado para citometria de fluxo (FC) para detectar TRAIL-R3 na superfície celular. Facilita pesquisas sobre apoptose e câncer. - O14798

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD263/TRAIL-R3 mAb
Observações/Apelido	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8794
GeneID	8794
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-235 do CD263/TRAIL-R3 humano (NP_003832.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo