

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Cd270/Hvem Para Fc - Q92956

Número do item: CM0011683



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra o CD270/HVEM humano (TNFRSF14), validado para citometria de fluxo. Adequado para analisar a coestimulação de células T, sinalização de checkpoint imunológico e entrada de herpesvírus em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Humano CD270/HVEM
Observações/Apelido	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; Membro 14 da superfamília de receptores de TNF
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8764
ID do Gene	8764
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-162 do CD270/HVEM humano (NP_003811.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92956
Peso Proteico	21kDa/30kDa
Envio	Em saco de gelo