

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd275/B7-H2/Icosl Conjugado Com Pe Para Fc - O75144

Número do item: CM0005824



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD275/B7-H2/ICOSL humano, especificamente concebido para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudar a coestimulação de células T, ativação de células B e transmigração de neutrófilos em investigação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD275/B7-H2/ICOSL mAb
Observações/Alias	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23308
ID do Gene	23308
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-256 do CD275/B7-H2/ICOSL humano (NP_056074.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O75144
Peso Proteico	20kDa/33kDa/34kDa
Envio	Saco de gelo