


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd28 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P10747

Número do item: CM0007950



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD28 humano (Tp44), um receptor coestimulador essencial das células T. Adequado para aplicações de citometria de fluxo em amostras humanas para estudar a ativação, a proliferação e a produção de citocinas das células T.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho anti-CD28 Humano conjugado com PE                        |
| Observações/Apelido | Tp44                                                                   |
| Espécie             | Humano                                                                 |
| ID do Gene (Humano) | 940                                                                    |
| ID do Gene          | 940                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de CD28 humano de comprimento completo (P10747). |
| Origem              | Coelho                                                                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                 |
| Aplicação           | FC                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                 |
| SWISS               | P10747                                                                 |
| Peso da Proteína    | 25 kDa                                                                 |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                          |