


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Cd282/TLr2 Para Citometria De Fluxo - O60603

Número do item: CM0008074



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao TLR2/CD282 humano para citometria de fluxo (FC). Validado para reatividade cruzada humana, ideal para pesquisa em imunidade inata e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PE Anti-Humano CD282/TLR2
Observações/Apelido	TIL4; CD282
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7097
GeneID	7097
Imunogênio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 290-390 do TLR2 humano (NP_003255.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Envio	Em saco de gelo