


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd30 Humano Para Fc - P28908

Número do item: CM0009266



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD30 humano, projetado para citometria de fluxo (FC). Detecta CD30 em amostras humanas; CD30 é um receptor envolvido na regulação do crescimento celular e na sinalização de NF-kappa-B. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE Anti-CD30 Humano
Observações/Apelido	CD30; Ki-1; D1S166E
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	943
GeneID	943
Imunogênio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-379 do CD30 humano (NP_001234.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28908
Peso Proteico	14kDa/50kDa/63kDa
Envio	Em saco de gelo