

Pe Coelho Anti-Humano Cd300 A/C Mac Para Fc - Q9Ugn4 / Q08708

Número do item: CM0012054



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado ao CD300a/c (IRC1/IRC2, CLM-8) humano para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada humana. Adequado para imunofenotipagem e estudos funcionais de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD300 a/c mAc
Observações/Apelido	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11314/10871
GeneID	11314/10871
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-178 do CD300a humano (NP_009192.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UGN4/Q08708
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo