


Anticorpo Monoclonal Pe De Coelho Contra Cd301/Clec10A Humana Para Fc - Q8Iun9

Número do item: CM0011591



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD301/CLEC10A humana, um receptor de lectina do tipo C, para citometria de fluxo. Validado em espécimes humanos, permite a detecção de células mieloides e perfilagem imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE de coelho anti-CD301/CLEC10A humana
Observações/Alias	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10462
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 61-316 de CD301/CLEC10A humana (NP_878910.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q8IUN9
Peso Proteico	28kDa/32kDa/35kDa
Envio	Saco de gelo