

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd303/Bdca-2 Humano Conjugado Com Pe Para Fc - Q8Wtt0

Número do item: CM0011006



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD303/BDCA-2 (CLEC4C) humano, validado para citometria de fluxo. Este anticorpo reconhece um receptor de lectina do tipo C presente nas células dendríticas plasmacitoides, envolvido na captura de antígenos e na regulação do interferão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD303/BDCA-2 humano conjugado com PE
Observações/alias	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Espécie	Humana
GeneID (humano)	170482
GeneID	170482
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-213 do CD303/BDCA-2 humano (NP_569708.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8WTT0
Peso da proteína	21 kDa/25 kDa
Envio	Bolsa de gelo