


Mab De Coelho Anti-Cd32 Humano Conjugado Com Pe - P12318

Número do item: CM0011272



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD32 humano conjugado com PE para citometria de fluxo (FC). Reconhece o receptor Fc de IgG de baixa afinidade FCGR2A (CD32A, FcγRIIa) em células mieloides. Adequado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD32 humano conjugado com PE
Observações/Alíás	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcγgammaRIIa
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2212
GeneID	2212
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 36-218 do CD32 humano (NP_001129691.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P12318
Peso da proteína	35 kDa
Transporte	Bolsa de gelo