

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd33 Conjugado Com Pe Para Fc - P20138

Número do item: CM0009428



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa o CD33 humano (Siglec-3) para citometria de fluxo. Reage com células de linhagem monocítica e mieloide humana. Ideal para pesquisas de imunologia e imunooncologia. – P20138

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD33 mAb
Observações/Apelido	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	945
GeneID	945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-259 do CD33 humano (NP_001763.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20138
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo