

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd335/Nkp46 Para Fc - O76036

Número do item: CM0010251



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD335/NKp46 humano (Receptor 1 de ativação da citotoxicidade natural). Validado para citometria de fluxo, ideal para fenotipagem de células NK, estudos de ativação e pesquisa em imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD335/NKp46
Observações/Alias	LY94; CD335; NKP46; NK-p46
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9437
ID do Gene	9437
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O76036
Peso da Proteína	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
Envio	Bolsa de gelo