

Mab Pe Coelho Anti-Humano Cd336/Nk-P44 Para Fc - 095944

Número do item: CM0009208



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD336/NK-p44 humano, validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o domínio extracelular deste receptor ativador de células NK; útil para pesquisa em imunologia tumoral. Peso molecular esperado: 31 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD336/NK-p44
Observações/Apelidos	LY95; CD336; NKP44; NK-p44; dj149M18.1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9436
GeneID	9436
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-190 do CD336/NK-p44 humano (NP_004819.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	095944
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo