

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd34 Para Citometria De Fluxo - P28906

Número do item: CM0008111

introdução

Anticorpo Monoclonal PE Coelho anti-Humano CD34 para citometria de fluxo. Detecta o CD34 humano, um marcador de células progenitoras hematopoiéticas, presente em células-tronco e células endoteliais. Adequado para aplicações de FC. SWISS: P28906.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD34
Observações/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Espécie	Humano
GeneID	947 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-290 do CD34 humano (NP_001020280.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28906
Peso da Proteína	35kDa/41kDa
Transporte	Bolsa de gelo