


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd352/Slamf6 Humano Para Fc - Q96Du3

Número do item: CM0011073



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE específico para CD352/SLAMF6 humano. Projetado para aplicações de citometria de fluxo em pesquisa de células imunes. Nenhuma reatividade cruzada com outras espécies relatada. 24-37 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-CD352/SLAMF6 Humano
Observações/Apelido	KALI, NTBA, CD352, KALib, Ly108, NTB-A, SF2000
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	114836
ID do Gene	114836
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-215 do CD352/SLAMF6 humano (NP_001171643.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96DU3
Peso Proteico	24kDa/37kDa
Envio	Saco de Gelo