

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd353/Slamf8 Humano Conjugado Com Pe Para Fc - Q9P0V8

Número do item: CM0011119

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD353/SLAMF8 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos da linhagem de células B e pesquisas sobre a sinalização do receptor de células B. Ideal para investigar a ativação dos linfócitos B e a modulação da sinalização do BCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD353/SLAMF8 humano conjugado com PE
Observações/Aliais	BLAME; CD353; SBBI42
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56833
GeneID	56833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-123 do CD353/SLAMF8 humano (NP_064510.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9P0V8
Peso da proteína	32 kDa
Envio	Bolsa de gelo