

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd361 Para Fc - P34910

Número do item: CM0009415

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD361 humano (EVI2B, EVDB) para citometria de fluxo. Reage cruzadamente com amostras humanas; adequado para estudos de diferenciação de granulócitos e células progenitoras hematopoiéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD361
Observações/Alias	EVDB; CD361; D17S376
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 22-199 do CD361 humano (NP_006486.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P34910
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo