


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd38 Para Fc - P28907

Número do item: CM0008369



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD38 humano, projetado para citometria de fluxo. Reconhece especificamente o CD38 humano, uma enzima multifuncional e receptor envolvido na sinalização de cálcio e regulação imunológica. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD38
Observações/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	952
ID do Gene	952
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-300 do CD38 humano (P28907).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P28907
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo