

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd39/Entpd1 Humano Para Citometria De Fluxo - P49961

Número do item: CM0008911

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD39/ENTPD1 humano (CD39, NTPDase1). Validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para o estudo da função das ectonucleotidases, da regulação imunológica e da agregação plaquetária.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | mAb de coelho PE anti-CD39/ENTPD1 humano                                                                                         |
| Observações/Apelidos | CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1                                                                                                  |
| Espécie              | Humano                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)      | 953                                                                                                                              |
| GeneID               | 953                                                                                                                              |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 255-442 do CD39/ENTPD1 humano (NP_001767.3) |
| Fonte                | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria            | Anticorpos Monoclonais                                                                                                           |
| Aplicação            | FC                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano                                                                                                                           |
| SWISS                | P49961                                                                                                                           |
| Peso da Proteína     | 34kDa/42kDa/46kDa/57kDa/58kDa/59kDa                                                                                              |
| Transporte           | Bolsa de gelo                                                                                                                    |