

Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Cd4 Para Fc - P01730

Número do item: CM0009094



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD4 humano (T4/Leu-3), validado para citometria de fluxo. Essencial para perfil de células imunes, pesquisa de células T auxiliares e estudos sobre HIV. Swiss-Prot: P01730.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD4
Observações/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-207 do CD4 humano (NP_000607.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01730
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Saco de gelo