


Mab Pe Coelho Anti-Cd40 Humano Para Fc - P25942

Número do item: CM0004731



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD40 humano (TNFRSF5/Bp50/CDW40) para citometria de fluxo. Validado para pesquisa de células B e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE coelho anti-CD40 humano
Observações/Apelidos	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	958
ID do Gene	958
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-193 do CD40 humano (NP_001241.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P25942
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo