

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd42B Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P07359

Número do item: CM0010136



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD42b humano (GP1BA) para citometria de fluxo. Adequado para pesquisas sobre biologia plaquetária e hemostasia. Reconhece o CD42b humano; peso da proteína: 71 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD42b humano conjugado a PE
Observações/Alias	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-alpha; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; cadeia alfa da glicoproteína Ib plaquetária
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2811
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P07359
Peso da proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo