

Mab Pe Coelho Anti-Humano Cd42D/Gpv Para Fc - P40197

Número do item: CM0008463

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD42d/GPV humano (P40197), validado para citometria de fluxo (FC). Parte do complexo GPIb-V-IX que medeia a adesão plaquetária e a hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD42d/GPV
Observações/Alias	GPV; CD42d
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2814
GeneID	2814
Imunogênio	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 17-477 do CD42d humano (NP_004479.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40197
Peso Proteico	61 kDa
Envio	Bolsa de gelo