

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd44 Para Fc - P16070

Número do item: CM0010630



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD44 humano, adequado para citometria de fluxo (FC). Reconhece o antígeno CD44 humano; ideal para estudos de adesão celular, migração e homeostase linfocitária em pesquisa imunológica e oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD44
Observações/Alias	CD44; CDW44; CSPG8; ECMR-III; HCELL; HUTCH-I; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; antígeno CD44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	960
ID do Gene	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-178 do CD44 humano (NP_000601.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso da Proteína	82kDa
Transporte	Bolsa de gelo