

Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano Cd44V6 Conjugado A Pe Para Fc - P16070

Número do item: CM0012028



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD44V6 humano para citometria de fluxo. Detecta o antígeno CD44, um receptor de hialuronato envolvido na adesão celular, homing de linfócitos e progressão tumoral. Ideal para aplicações de pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos anti-Humano CD44V6 Conjugado a PE
Observações/Apêndice	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	960
GeneID	960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 223-267 do CD44V6 humano (P16070)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P16070
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo