

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd48 Humano Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P09326

Número do item: CM0010296



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD48 humano, um regulador imunitário ancorado por GPI, desenvolvido para citometria de fluxo. Ideal para estudar a ativação de linfócitos, a citotoxicidade de células NK e a formação da sinapse imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD48 humano conjugado com PE
Observações/Alcunhas	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espécie	Humano
ID do gene	962
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-220 do CD48 humano (NP_001769.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P09326
Peso da proteína	19kDa/28kDa
Envio	Bolsa de gelo