


Pe Coelho Anti-Humano Cd5 Mab Para Fc - P06127

Número do item: CM0004995



introdução

Anticorpo monoclonal PE Coelho anti-Humano CD5 para citometria de fluxo. Reconhece o CD5 humano (T1/Leu-1), um receptor específico de linfócitos em células T e células B1a. Adequado para estudos de imunofenotipagem e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD5 mAb
Observações/Apelido	CD5; LEU1; T1; molécula CD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	921
GeneID	921
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-371 do CD5 humano (NP_055022.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06127
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo