


Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Cd52 Humano Para Citometria De Fluxo - P31358

Número do item: CM0012305



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE contra CD52 humano (CAMPATH-1, HE5) para citometria de fluxo. Específico para CD52 humano, uma glicoproteína ancorada em GPI (~7 kDa) em linfócitos e células do epidídimo. Adequado para pesquisa em imunologia e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	mAb Coelho PE anti-CD52 Humano
Observações/Apelido	HE5; CDW52; EDDM5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1043
GeneID	1043
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-61 do CD52 humano (NP_001794.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31358
Peso Proteico	7kDa
Envio	Saco de gelo