


## Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd55 Para Fc - P08174

Número do item: CM0005328



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD55 humano (DAF, CR) para citometria de fluxo. Reconhece o CD55 humano, um regulador do complemento e receptor viral. Adequado para amostras humanas. UniProt P08174.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb PE Coelho anti-Humano CD55 |
| Observações/Alias   | CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE      |
| Espécie             | Humano                         |
| ID do Gene (Humano) | 1604                           |
| ID do Gene          | 1604                           |
| Imunógeno           | Proteína recombinante          |
| Origem              | Coelho                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais         |
| Aplicação           | FC                             |
| Reatividade Cruzada | Humano                         |
| SWISS               | P08174                         |
| Peso da Proteína    | 39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa  |
| Envio               | Saco de gelo                   |