

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd56/Ncam1 Conjugado Com Pe Para Fc - P13591

Número do item: CM0009791



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE que visa a proteína humana CD56/NCAM1 para aplicações de citometria de fluxo. Ideal para investigar a adesão de células neurais, o perfil de células imunes e as interações hospedeiro-vírus em pesquisas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD56/NCAM1 mAb
Observações/Apelido	CD56; NCAM; MSK39
Espécie	Humano
ID do Gene	4684
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-413 do CD56/NCAM1 humano (NP_851996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13591
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco de gelo