


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd6 Para Citometria De Fluxo - P30203

Número do item: CM0010448



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE contra CD6 humano, para citometria de fluxo. Imunógeno: CD6 humano recombinante (aa 18-364). Reage com células T humanas, células NK, células B-1. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD6
Observações/Alias	CD6; TP120; molécula CD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	923
GeneID	923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-364 do CD6 humano (NP_006716.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30203
Peso Proteico	58kDa/60kDa/63kDa/64kDa/68kDa/71kDa
Transporte	Bolsa de gelo