

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd61 Conjugado Com Pe Para Fc - P05106

Número do item: CM0008620



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD61 Conjugado com PE para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina beta-3 (GPIIIa), envolvida na agregação plaquetária e hemostasia. Ideal para pesquisa em trombose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD61 mAb
Observações/Apelido	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3690
GeneID	3690
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 do CD61 humano (NP_000203.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P05106
Peso Proteico	86kDa/87kDa
Envio	Saco de gelo