


Anticorpo Monoclonal PE De Coelho Anti-CD62E/E-Selectina Humana Para Fc - P16581

Número do item: CM0012771



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE dirigido contra CD62E/E-Selectina humana para citometria de fluxo. Validado para investigação de imunoadesão e inflamação, reage especificamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal PE de coelho anti-CD62E/E-Selectina humana
Observações/Apelido	ELAM; ESEL; CD62E; ELAM1; LECAM2; selectin-e
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6401
GeneID	6401
Imunogénio	Proteína recombinante, proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-230 da CD62E/E-Selectina humana (NP_000441.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P16581
Peso da proteína	66 kDa
Envio	Bolsa de gelo