

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd62L/L-Selectina Para Fc - P14151

Número do item: CM0008864



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado a CD62L/L-Selectina humana (SELL). Validado para citometria de fluxo (FC). Detecta uma proteína de 42kDa/43kDa envolvida na adesão e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD62L/L-Selectina
Observações/Alíase	SELL; CD62L; LAM1; LECAM1; LEU8; LNHR; LSEL; LYAM1; PLNHR; TQ1; L-selectin
Espécie	humana
ID do Gene (Humano)	6402
ID do Gene	6402
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 39-332 da CD62L/L-Selectina humana (NP_000646.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14151
Peso da Proteína	42kDa/43kDa
Envio	Bolsa de gelo