

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd62P/P-Selectina Humano Conjugado Com Pe Para Fc - P16109

Número do item: CM0010706



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE tem como alvo o CD62P humano (P-selectina), um receptor de adesão leucocitária envolvido na inflamação. Validado para citometria de fluxo (FC), com reatividade cruzada com humanos. Adequado para estudos de pesquisa imunológica e de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD62P/P-selectina humano conjugado com PE
Observações/Apelidos	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Espécie	Humano
GeneID	6403
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 42-771 da CD62P/P-selectina humana (NP_002996.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P16109
Peso da proteína	91 kDa
Envio	Bolsa de gelo