


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd63 Humano Para Fc - P08962

Número do item: CM0004456



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD63 humano (LAMP-3, ME491), validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em adesão celular, sinalização de integrina, melanoma e biologia de tetraspaninas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-CD63 Humano
Observações/Apelido	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	967
ID do Gene	967
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-238 do CD63 humano, NP_001771.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08962
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Saco de gelo