

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd66A/Ceacam1 Conjugado Com Pe Para Fc - P13688

Número do item: CM0011413



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD66a/CEACAM1 humano, validado para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa imunológica em adesão celular, regulação de checkpoints imunológicos e imunologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD66a/CEACAM1 conjugado com PE
Observações/Alias	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; molécula de adesão celular relacionada ao antígeno carcinoembrionário 1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	634
GeneID	634
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-428 do CD66a/CEACAM1 humano (NP_001703.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13688
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)