

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Humano Cd7 Para Citometria De Fluxo - P09564

Número do item: CM0010572

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD7 humano (GP40, TP41). Validado para citometria de fluxo, detecta marcador de células T e NK. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa em leucemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PE anti-Humano CD7
Observações/Apelido	GP40, TP41, Tp40, LEU-9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	924
GeneID	924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-180 do CD7 humano (NP_006128.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09564
Peso Molecular da Proteína	25kDa
Envio	Em saco de gelo