

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd72 Conjugado Com Pe Para Citometria De Fluxo - P21854

Número do item: CM0009547

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD72 conjugado com PE de alta qualidade, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem de subconjuntos de células B e estudo da sinalização do BCR. Específico para CD72 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD72 conjugado com PE
Observações/Alias	CD72; CD72b; LYB2; molécula CD72
Espécie	Humano
GeneID	971 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 117-359 do CD72 humano (NP_001773.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21854
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)