

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd79B/Igβ Para Fc - P40259

Número do item: CM0011291



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para CD79b/Igβ humano, conjugado a PE para citometria de fluxo. Detecta a cadeia beta da proteína associada ao complexo do receptor de antígeno de células B em linfócitos B humanos. Swiss-Prot P40259.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD79b/Igβ
Observações/Alias	CD79B; AGM6; B29; IGB; molécula CD79b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	974
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-159 de CD79b/Igβ humano (NP_000617.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40259
Peso da Proteína	14kDa/26kDa
Envio	Saco de gelo