


Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd8 Polymab® Para Fc - P01732 / P10966

Número do item: CM0010076



introdução

Anticorpo monoclonal PolymAb® de coelho anti-humano CD8 conjugado com PE para citometria de fluxo (FC). Detecta as cadeias alfa e beta do CD8 (UniProt: P01732, P10966) com reatividade cruzada humana. Peso molecular: 26 kDa/24 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PE Coelho anti-Humano CD8 PolymAb®
Observações/Apelido	CD8; p32; Leu2; IMD116; CD8alpha; LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta.
Espécie	Humano
GeneID	925/926
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01732/P10966
Peso da Proteína	26 kDa/24 kDa
Envio	Saco com gelo