

Anticorpo Monoclonal Coelho Pe Anti-Humano Cd80/B7-1 Para Fc - P33681

Número do item: CM0005506



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD80 humano (B7-1), validado para citometria de fluxo. O CD80 é uma molécula coestimulatória chave em células apresentadoras de antígeno, crucial para a ativação de células T e pesquisa de pontos de controle imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb Coelho PE anti-Humano CD80/B7-1
Observações/Apelido	B7, BB1, B7-1, B7.1, LAB7, CD28LG, CD28LG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	941
GeneID	941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 35-242 do CD80/B7-1 humano (NP_005182.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P33681
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo