


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd81 Humano Conjugado A Pe Para Citometria De Fluxo - P60033

Número do item: CM0004457



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD81 humano, validado para citometria de fluxo. Detecta CD81 em células imunes; peso molecular de 26kDa. Matéria-prima IVD ideal para pesquisa e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD81 Humano PE
Observações/Apêndices	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	975
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P60033
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo