

Anticorpo Monoclonal Pe Coelho Anti-Humano Cd82 Para Fc - P27701

Número do item: CM0009088



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado ao CD82 humano (KAI1/TSPAN27), um supressor de metástase da família das tetraspaninas. Validado para citometria de fluxo. Adequado para imunofenotipagem de células linfoides e aplicações em pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Humano CD82
Observações/Apelidos	R2; 4F9; C33; IA4; ST6; GR15; KAI1; SAR2; TSPAN27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3732
ID do Gene	3732
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-267 do CD82 humano (NP_002222.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27701
Peso da Proteína	27kDa/30kDa
Transporte	Saco de gelo