

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd85D/E/I/J Humano Conjugado Com Pe Para Fc - Q8N423 / Q8N6C8 / O75019 / Q8Nhl6

Número do item: CM0011645



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE direcionado contra CD85d/e/i/j humano (LILRB2, LILRA3, LILRB1, LILRB4). Validado para citometria de fluxo, com reatividade cruzada com amostras humanas. Ideal para pesquisas sobre tolerância imunológica e checkpoints.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD85d/e/i/j humano conjugado com PE
Observações/Apelidos	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10288/11026/11024/10859
GeneID	10288/11026/11024/10859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-461 do CD85d humano (NP_001074447.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8N423/Q8N6C8/O75019/Q8NHL6
Peso da proteína	65 kDa
Envio	Bolsa de gelo