

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pe Anti-Cd85I/J Humano Para Fc - O75019 / Q8Nhl6

Número do item: CM0009808

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PE, direcionado contra CD85i/j humano (LILRA1, LIR6) para citometria de fluxo. Validado para reatividade humana, imunógeno de proteína recombinante, ~53 kDa. Ideal para pesquisa em imunologia e perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho PE anti-CD85i/j humano
Observações/alias	LIR6; CD85I; LIR-6
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	11024/10859
ID do gene	11024/10859
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	O75019/Q8NHL6
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo